

# Хирургический высокопроизводительный аспиратор

ATMOS Record 55 DDS

НАДЁЖНОСТЬ

БЕСШУМНОСТЬ

ПРОСТОТА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



## ATMOS Record 55 DDS



### Хирургический высокопроизводительный аспиратор

ATMOS Record 55 DDS отличается высокой мощностью всасывания, пониженным уровнем шума и высоким показателем максимального вакуума. Предназначен для применения в операционном зале.

Наиболее оптимально применение ATMOS Record 55 DDS в пластической хирургии, а именно для липосакции.

Также аспиратор используется во многих других областях хирургии, таких как:

- Висцеральная хирургия
- Ортопедическая хирургия
- Торакальная хирургия
- Сосудистая хирургия.

### Преимущества ATMOS Record 55 DDS:


- Высокая производительность: поток 55 л/мин непрерывно обеспечивает хорошую видимость в операционном поле.
- Бесшумность: тихий процесс работы позволяет полностью сконцентрироваться на операционном поле
- Лёгкость и удобство управления
- Гигиеничность: современная система ёмкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов
- Надёжность: проверенная технология исключает риск сбоя

### Запатентованная система бесшлангового соединения ёмкости для секрета с аспиратором ATMOS Direct-Docking-System (DDS)

- Исключены ошибки с подключением шлангов
- Простое переключение ёмкостей
- Гидрофобный антибактериальный фильтр интегрированный в ёмкость для секрета
- Ёмкость легко снять и вернуть на место
- Минимизация износа отдельных элементов

### Ваши преимущества:

- Экономия времени при работе с прибором
- Простота применения
- Возможность неправильного подключения шлангов исключена на 100%
- Простая, быстрая, безопасная подготовка прибора к работе



## ATMOS Record 55 DDS — надёжное решение

Хит продаж:

|   | Артикул   |
|---|---|
|  | ATMOS Record 55 DDS<br>(2 ёмкости x 3 л) 444.0930.0   |
|  | 1 Ножной выключатель для включения и выключения прибора, устойчив к дезинфицирующим растройствам 443.0755.0 |
|  | 2 Ножной регулятор вакуума 443.0770.0   |

ИЛИ

## ATMOS Record 55 — с системой стандартных рельс

Базовое оснащение:

|   | Артикул   |
|---|---|
|  | ATMOS Record 55 с системой стандартных рельс 443.0700.0   |
|  | 1 Предохранительная ёмкость 250 мл со встроенным антибактериальным DDS-фильтром/защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д. 444.0646.1 |
|  | 2 Ножной выключатель для включения и выключения прибора, устойчив к дезинфицирующим растройствам 443.0755.0   |
|   | 2 Ножной регулятор вакуума 443.0770.0   |

ИЛИ

### Переключатель ёмкостей

для удобства выбора ёмкости при работе с мобильным аспиратором.

### Быстросменяемый антибактериальный фильтр с увеличенной поверхностью фильтрации.

### Разъём для шланга с изогнутым коннектором

для направления потока жидкости, устранения пенообразования и увеличения срока службы фильтра.



| ATMOS Record 55 DDS  |            | Артикул |
|--|------------|---------|
| <p>ATMOS Record 55 DDS (2 ёмкости х 3 л)<br/>Мобильный хирургический аспиратор, соответствующий высоким требованиям операционной. Бесшумный, высокомоощный. Оснащён плавным регулятором уровня вакуума, демпфированным вакуумметром, переключателем ёмкостей, держателем ёмкости для системы DDS, разъёмом для педали включения/выключения.<br/>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- базовый прибор,</li> <li>- инструкция пользователя,</li> <li>- шнур электропитания,</li> <li>- DDS-ёмкость для секрета 3 л х 2 шт,</li> <li>- крышка для DDS ёмкости х 2 шт,</li> <li>- DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения х 10 шт,</li> <li>- шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2 м,</li> <li>- набор адаптеров для шланга (Ø 6 мм / Ø 10 мм)</li> </ul> | 444.0930.0 |         |
| <p>ATMOS Record 55 DDS (2 ёмкости х 5 л) описание и комплектация см. выше, кроме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DDS-ёмкость для секрета 5 л х 2 шт,</li> </ul>  | 444.0940.0 |         |
| Принадлежности для ATMOS Record 55 DDS   |            |         |
| <p>2 DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 1,5 л, автоклавируемая. Высота 146 мм, наружный Ø 166 мм</p>  | 340.0050.0 |         |
| <p>3 DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 3 л, автоклавируемая. Высота 247 мм, наружный Ø 166 мм</p>  | 340.0051.0 |         |
| <p>4 DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 5 л, автоклавируемая. Высота 396 мм, наружный Ø 166 мм</p>  | 340.0052.0 |         |
| <p>5 DDS-крышка для ёмкости, комплект, состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DDS-крышка для ёмкости</li> <li>• DDS-рукоятка для ёмкости</li> <li>• DDS-защита от брызг</li> <li>• DDS-набор адаптеров для шланга, Ø 6+ Ø 10 мм</li> <li>• DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения;</li> <li>• DDS-держатель шланга ёмкости</li> </ul>  | 340.0040.0 |         |
| <p>6 DDS-крышка для ёмкости с уплотнителем</p>   | 340.0053.0 |         |
| <p>7 DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: серый</p>  | 340.0055.0 |         |
| <p>8 DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: синий</p>  | 340.0326.0 |         |
| <p>9 DDS-защита от брызг, силикон</p>  | 340.0056.0 |         |
| <p>10 DDS- набор адаптеров для шланга Ø 6 мм + Ø 10 мм</p>   | 340.0057.0 |         |
| <p>11 DDS-держатель шланга на ёмкости</p>  | 340.0066.0 |         |
| <p>12 DDS-адаптер для сборника ткани соединяет DDS-ёмкость со сборником ткани, обработка при температуре до 200 °C</p>   | 340.0062.0 |         |



1 Артикул 444.0930.0



2 Артикул 340.0050.0



3 Артикул 340.0051.0



4 Артикул 340.0052.0



5 Артикул 340.0040.0



6 Артикул 340.0053.0



7 Артикул 340.0055.0



8 Артикул 340.0326.0



9 Артикул 340.0056.0



10 Артикул 340.0057.0



11 Артикул 340.0066.0



12 Артикул 340.0062.0

## ATMOS Record 55


| ATMOS Record 55 с системой стандартных рельс  | Артикул    |
|---|------------|
| <p>Мобильный хирургический аспиратор, соответствующий высоким требованиям операционной. Бесшумный, высокомоощный. Оснащён плавным регулятором уровня вакуума.</p> <p>1 Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- базовый прибор</li> <li>- инструкция пользователя,</li> <li>- антибактериальный гидрофобный заменяемый фильтр (одноразовый),</li> <li>- стандартный рельс 30 x 10 мм,</li> <li>- шланг аспиратора L= 2 м, Ø 6 мм и Ø 10 мм.,</li> <li>- шнур электропитания L= 5 м.</li> </ul> | 443.0700.0 |
| Принадлежности для ATMOS Record 55 с системой стандартных рельс   | Артикул    |
| <p>2 Крышка для емкости с секретом включая стандартный рельсовый держатель</p>  | 444.0650.0 |
| <p>3 Набор вставных ниппелей, состоит из двойного вставного ниппеля, переходника для шланга и механического предохранителя от перетекания</p>   | 444.0012.0 |
| <p>4 Градуированная стеклянная емкость для секрета 1,5 л, высота 192 мм, Ø 115 мм</p>   | 444.0032.0 |
| <p>5 Градуированная стеклянная емкость для секрета 3 л, высота 247 мм, Ø 145 мм</p>   | 444.0033.0 |
| <p>6 Градуированная стеклянная емкость для секрета 5 л, высота 302 мм, Ø 169 мм</p>   | 444.0034.0 |
| <p>7 Предохранительная ёмкость 250 мл с интегрированным DDS антибактериальным фильтром с защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д.</p>   | 444.0646.1 |
| <p>Предохранительная ёмкость для конденсата, 250 мл</p>   | 444.0646.0 |



1 Артикул 443.0700.0



2 Артикул 444.0650.0



3 Артикул 444.0012.0



4 Артикул 444.0032.0



5 Артикул 444.0033.0



6 Артикул 444.0034.0



7 Артикул 444.0646.1

## Принадлежности для ATMOS Record 55 и ATMOS Record 55 DDS

| Принадлежности   | Артикул    |
|--|------------|
| 1 Ножной выключатель (включение и выключение прибора)  | 443.0755.0 |
| 2 Ножной регулятор для регулировки уровня вакуума  | 443.0770.0 |
| 3 Держатель шланга для навешивания на стандартный рельс.<br>Материал: высококачественная сталь       | 320.0611.0 |
| 4 Поднос для хранения с держателем для рельсовой направляющей.<br>Материал: высококачественная сталь | 443.0790.0 |



1 Артикул 443.0755.0



2 Артикул 443.0770.0



3 Артикул 320.0611.0



4 Артикул 443.0790.0

## Расходные материалы

| Расходные материалы   | Артикул    |
|---|------------|
| <p>1 Шланг аспиратора, силикон, Ø 10 мм, L = 2 м, 1 шт.<br/>Обработка при температуре до 134 °С</p>   | 000.0243.0 |
| <p>Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 2 м, 1 шт.<br/>Обработка при температуре до 134 °С</p>  | 000.0361.0 |
| <p>2 DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый.<br/>Замена после каждого пациента. При использовании одним пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном загрязнении или при смене пациента заменить немедленно.</p> | 340.0054.0 |
| <p>3 Сборник для ткани, 300 мл (одноразовый), Ø 6 мм, замена после каждого пациента</p>   | 340.0061.0 |
| <p>4 Сборник для ткани, 50 мл (одноразовый), Ø 6 мм, замена после каждого пациента</p>  | 401.0555.0 |
| <p>5 Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента</p>  | 443.0738.0 |
| <p>6 Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента</p>  | 444.0628.0 |



1 Артикул 000.0243.0



2 Артикул 340.0054.0



3 Артикул 340.0061.0



4 Артикул 401.0555.0



5 Артикул 443.0738.0



6 Артикул 444.0628.0

# Врачи и пациенты во всём мире полагаются на АТМОС


Мы рядом и всегда готовы прийти на помощь. Наши территориальные подразделения в городах:

Северо-западный федеральный округ  
**Санкт-Петербург**  
Телефон: (812) 925 01 46,  
(911) 925 01 46  
E-mail: spb@atmosmed.ru

Центральный федеральный округ  
**Москва**  
Телефон: (495) 258 08 94,  
(495) 212 20 27  
E-mail: cfo@atmosmed.ru

Дальневосточный федеральный округ  
**Якутск**  
Телефоны: (964) 424 77 89  
E-mail: v.bakhtin@atmosmed.ru

Дальневосточный федеральный округ  
**Владивосток**  
Телефон: (423) 236 27 83,  
(914) 328 02 98  
E-mail: dvfo@atmosmed.ru



Южный федеральный округ  
**Ставрополь**  
Телефон: (911) 142 48 18  
E-mail: y.ovcharenko@atmosmed.ru

Южный федеральный округ  
**Краснодар**  
Телефон: (918) 459 88 29  
E-mail: sfo@atmosmed.ru

Приволжский федеральный округ  
**Уфа**  
Телефон: (347) 246 88 36,  
(987) 100 64 72  
E-mail: volga@atmosmed.ru

Сибирский федеральный округ  
**Новосибирск**  
Телефон: (383) 355 99 83,  
(961) 221 08 75  
E-mail: sib@atmosmed.ru

Уральский федеральный округ  
**Екатеринбург**  
Телефон: (343) 278 59 33,  
(982) 618 99 30  
E-mail: ural@atmosmed.ru

АТМОС в России:

ООО "АТМОС Медикаль"

105005, Москва, Посланников переулок, дом 5, строение 8

Телефон: 8 (800) 707 08 94

(бесплатный звонок по России)

atmosmed@atmosmed.ru

Сделано в  
Германии  
с 1888 года



MedizinTechnik

Инновационное медицинское оборудование:

ЛОР

Гинекология

Аспираторы и аспирационные системы

Монтаж, гарантийное, сервисное обслуживание,  
постгарантийный ремонт